



COMERCIALIZADORA LEYPER BAGH-740812-2N8

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 CON LIGAS DE RESORTE, USO HOSPITALARIO, MARCA 3M, MODELO 1860.
	CLAVE
	060 621 0664
	MARCA
	3M
	FABRICANTE
	3M USA

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
PRECAUCIONES: EL RESPIRADOR DEBE AJUSTARSE BIEN A LA CARA DEL USUARIO (ES DECIR, CREAR UN SELLADO HERMÉTICO) PARA MINIMIZAR LA CANTIDAD DE PARTÍCULAS QUE SORTEEN EL FILTRO A TRAVÉS DE ESPACIOS EXISTENTES ENTRE LA PIEL DEL USUARIO Y EL SELLO DEL RESPIRADOR. RIESGOS: EL RESPIRADOR DEBE AJUSTARSE BIEN A LA CARA DEL USUARIO (ES DECIR, CREAR UN SELLADO HERMÉTICO) PARA MINIMIZAR LA CANTIDAD DE PARTÍCULAS QUE SORTEEN EL FILTRO A TRAVÉS DE ESPACIOS EXISTENTES ENTRE LA PIEL DEL USUARIO Y EL SELLO DEL RESPIRADOR.

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	UBICACIÓN
PESO LIGERO	PZA	ÁREA P.L.