

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO DE ACERO DE CALIDAD MEDICA SILICONADO, CON BICEL QUINKE, CON CODIGO DE COLOR EN LA EMPUÑADURA CONECTOR ROSCADO LUER LOCK HEMBRA TRANSLUCIDO Y MANDRIL CON BOTON INDICADOR SIN DEPOSITO O CON DEPOSITO DE 0.2 ML. EN PABELLON PARA LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, ESTERIL Y DESECHABLE, LONGITUD 9 CM. CALIBRE 25-26 G.
	CLAVE
	160 402 0490
	MARCA
	AGYPROM
	FABRICANTE
	AGYPROM S.A DE C.V

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
PRECAUCIONES: CUALQUIER DISPOSITIVO MÉDICO PUNZANTE PARA USO INVASIVO O EN CONTACTO CON SANGRE, DEBE SER DESECHADO DE FORMA ESCRUPULOSA Y CON TOTAL SEGURIDAD PARA ELIMINAR EL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES Y CONTAGIOS. RIESGOS DE CONTAGIO Y PINCHAZOS ACCIDENTALES POR EL USO DE PLUMAS INYECTORAS.

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	UBICACIÓN
PELIGROSO	1 PZA	ÁREA DE P.P.