

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	BOLSA. SISTEMA PARA RECOLECCION DE ORINA; ESTERIL, RECTANGULAR O TRIANGULAR DE CLORURO DE POLIVINILO CON ESCALA GRADUADA, GRADUACIONES CADA 200 ML, EL SISTEMA DE DRENAJE DEBE SER UN CIRCUITO CERRADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CON SITIO PARA TOMA DE MUESTRAS, DISPOSITIVO ANTIRREFLUJO Y PINZA EN EL TUBO DE VACIADO. CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA
	CLAVE
	060 125 1879
	MARCA / DENOMINACION DISTINTIVA
	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA LIFE
FABRICANTE	
CHANGSHU TAINING MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y ALEJADO DEL POLVO O SUCIEDAD. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
PESO LIGERO	PZA	ORTOPEDIA ANA, S.A. DE C.V..