

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	FUNDA FABRICADA EN TELA NO TÉJIDA SMS 100 % POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICO Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. DESECHABLE Y NO ESTERIL. AZUL
	CLAVE
	S/C
	MARCA / DENOMINACION DISTINTIVA
	CAMPOS Y SABANAS DE USO QUIRURGICO PROVEMEDIC
	FABRICANTE
	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER, S.A DE C.V.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS
• ÁREAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS, NO ESTÉRIL

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
PESO LIGERO	CAJA 10 PZA	MDS MEDICAL DRESS SUPPLIER, S.A DE C.V.