

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	CUBRERBOCAS QUIRURGICO. CUBRERBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO: PLANO O PLISADO CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO.
	CLAVE
	060 621 0656 00 01
	MARCA / DENOMINACION DISTINTIVA
	BYD
	FABRICANTE
	BYD PRECISION MANUFACTURE Co., LTD

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
. ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y ALEJADO DEL POLVO O SUCIEDAD . USE ESTE PRODUCTO INMEDIATAMENTE DESPUES DE ABRIR EL EMPAQUE . MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
PESO LIGERO	PIEZA	N/A