

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), CAPACIDAD 1 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE.
	CLAVE
	060 345 1329 11 01
	MARCA
	TECMED
	FABRICANTE
	TECNICA MEDICAL S.A. DE C.V.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
PRECAUCIONES: LIMPIEZA CON SUERO FISIOLÓGICO DE FOSAS NAALES Y LIMPIEZA DE BOCA. VIGILAR INTEGRIDAD DE LA SONTA. MOVILIZAR LA SONTA PARA EVITAR ÚLCERAS POR DECÚBITO. EN CASO DE SNG RETIRAR 2CM Y VOLVER A INTRODUCIR; Y EN EL CASO DE LAS OSTOMÍAS GIRAR 360º UNA VEZ AL DÍA. RIESGOS: ESPECIALMENTE SI ES GRANDE, PUEDE IRRITAR LOS TEJIDOS, PROVOCANDO EROSIÓN. LOS ORIFICIOS DE LOS SENOS PUEDEN BLOQUEARSE.

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	UBICACIÓN
PESO LIGERO	PZA	ÁREA P.L.