

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	GOGLES. GOOGLES, DE SEGURIDAD, CON VÁLVULAS DE VENTILACIÓN INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO. ERGONÓMICOS, CON SELLO PERFECTO CON LA PIEL DE LA CARA, CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA LOGRAR AMOLDARSE FÁCILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE CUALQUIER ROSTRO O CARA, CON PRESIÓN UNIFORME, HERMÉTICO A NIVEL DE LOS OJOS Y ÁREAS CIRCUNDANTES, CON ESPACIO SUFICIENTE PARA USUARIOS QUE USAN LENTES O ANTEOJOS GRADUADOS, LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLÁSTICO. RESISTENTE A LOS IMPACTOS (GOLPES O CAÍDAS) Y RALLADURAS. CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. CON CINTA SUJETADORA, CON AJUSTE QUE NO PERMITA DESLIZAMIENTO DE LA CORREA PARA ASEGURAR SU POSICIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD CLÍNICA. RESISTENTE A LA DESINFECCIÓN CON SOLUCIONES DESINFECTANTES SIN DAÑARSE. REUTILIZABLE. PIEZA.
	CLAVE
	060 441 0019 00 00
	MARCA
	TRUPER
	FABRICANTE
	TRUPER HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
PRECAUCIONES: GAFAS DE SEGURIDAD DEBEN QUEDAR BIEN AJUSTADAS CONTRA LA CARA Y NO SE DESLIZAN POR LA NARIZ. LIMPIAR CON REGULARIDAD. NO PONER SI HAY PIEZAS DAÑADAS, SI LOS LENTES SE RAYAN O CADA VEZ QUE HAN RECIBIDO UN IMPACTO. RIESGOS NO APLICA

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	UBICACIÓN
PESO LIGERO	PIEZA	ÁREA P.L.