

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	EQUIPOS. BASICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA TIPO TUOHY, CALIBRE 16 O 17G, LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLASTICO CON BOTON INDICADOR DE ORIENTACION DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. - CATETER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUIA, CALIBRE 18 O 19G, DE MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL, HASTA 20 CM, CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM.- SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATETER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS; CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPON QUE PERMITA LA UNION ENTRE EL CATETER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. - JERINGA DE PLASTICO, DE 7 A 10 ML, CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO, PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA. ESTERIL Y DESECHABLE.
	CLAVE
	060 345 2152 07 01
	MARCA
	VIZCARRA
	FABRICANTE
	EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA S.A.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
PRECAUCIONES O MÉTODOS DE USO: SU PROVEEDOR INTRODUCE UNA AGUJA EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA. LA AGUJA SE COLOCA DENTRO DE UN PEQUEÑO ESPACIO POR FUERA DE LA MÉDULA ESPINAL. SE LE COLOCA UN PEQUEÑO TUBO (CATÉTER) EN LA ESPALDA, AL LADO DE LA COLUMNA VERTEBRAL. SE RETIRA LA AGUJA. RIESGOS: OBSERVAR LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INFECCIÓN SISTÉMICA Y LOCALIZADA: FIEBRE, ESCALOFRÍOS, ETC.

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	UBICACIÓN
PELIGROSO	EQP	ÁREA DE P.P.