

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO. INFANTIL LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 8 FR.
	CLAVE
	060 167 8089
	MARCA / DENOMINACION DISTINTIVA
	SONDA DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTACION VISA
	FABRICANTE
	LABORATORIOS VISA, S.A DE C.V

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE Y ALEJADO DEL POLVO O SUCIEDAD. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
PESO LIGERO	PZA	LABORATORIOS VISA, S.A DE C.V