

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ
FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	HISOPO DE MANGO DE PLASTICO FLEXIBLE, DE 15 CM DE LARGO, CON PUNTOS DE CORTE Y PUNTA DE RAYON. ESTERILES ENVOLTURA INDIVIDUAL PIEZA.
	CLAVE
	080 235 1106 00 00
	MARCA
	RONGYE
	FABRICANTE
	VIREBO LOGISTICS S.A.P.I DE C.V

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
LOS HISOPOS DE MUESTREO ESTÉRILES DE COVENTRY SE ESTERILIZAN MEDIANTE EL PROCESO DE ÓXIDO DE ETILENO, QUE GARANTIZA QUE LOS HISOPOS ESTÉN LIBRES DE ADN HUMANO, ENZIMAS QUE DEGRADAN EL ADN Y EL ARN E INHIBIDORES DE LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA. RIESGOS NO APLICA.

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	UBICACIÓN
PESO LIGERO	PZA	ÁREA P.L.