

HECTOR GABRIEL BASTIDA GONZALEZ

FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	TUBO DE VIDRIO TRANSPARENTE SIN LABIO 13 X 100 MM. DE PARED GRUESA
	CLAVE CUCoP+
	25501-0047
	MARCA / DENOMINACION DISTINTIVA
	KIMBLE
	FABRICANTE
	DWK LIFE SCIENCES

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
MANIPULAR EL TUBO MEDIANTE UNA PINZA ADECUADA PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y EL CONSIGUIENTE RIESGO DE QUEMADURA. DISPONER DE UNA GRADILLA DONDE DEPOSITAR EL TUBO DE ENSAYO CALIENTE. NUNCA TAPONAR EL TUBO DE ENSAYO A CALENTAR.

CLASIFICACIÓN	PRESENTACIÓN	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
PESO LIGERO	PZA	N/A